



計 書 も り C U B E

デモ設置(1週間お試し)実施中!!



介護用見守りカメラのおすすめ人気 ランキング第 1 位を獲得しました!! おすすめ情報サービス **mybest** https://my-best.com/1771

介護保険適用

貸与マーク取得:平成28年4月

[TAIS] |

01325-000004 (1台)

01325-00009 (2台セット)


01325-000010 (3台セット)

01325-000011 (4台セット)

独自の画像認識技術(検知機能)と、カメラ、スピーカー、マイク、LTE 通信機能を一体化した オールインワン製品です。

防犯カメラ スピーカー マイク 検知コンピュータ インターネット













音声でお知らせ音声で呼び止め

5つの機能をひとつに!







LTE 通信を利用して 画像付きメール配信

※メール通知はSIMカードの申込が別途必要です

画像付メールは複数のアドレスへ配信する事が可能です。

音声でお知らせく音声通知〉

検知時にみまもりCUBEに内蔵された スピーカーから<mark>通知音</mark>でお知らせします。 従来のマット型センサーや赤外線セン サーと同じような使い方ができます。



音声で呼び止め 〈声掛け機能〉

検知時にみまもりCUBEに内蔵された スピーカーから、予め録音した音声 (家族の声/電話の音等)を自動再生し て徘徊時に呼び止めます。

但し徘徊を必ず防ぐ訳ではありません。



画像付メールを配信して、 遠方に居る家族にお知らせ 〈メール通知〉

検知時に家族の携帯電話へ画像付メール を配信してお知らせします。

外出時の時間や服装がわかる他、帰宅した時間や来客等もわかります。

またメールの配信先は複数の登録が可能です。(10件程度)






※メール通知はSIMカードの申込が別途必要です

みまもり CUBE の便利機能

メニュー画面



便利なタイムスケジュール機能(1時間単位)やお知らせのON・OFF(音声と画像付メール)もスマートフォンで簡単に操作できます。

※暗視モードを搭載しているので夜間でも検知することが可能です。 ただし映像は白黒で表示されます。

- 1.通知のオン/オフ(音声/画像付メール) 音声通知のタイムスケジュール等
- 2.メールアドレスの登録、変更 添付画像の枚数(0~5枚)変更 メール通知のタイムスケジュール等
- 3.検出枠(検知時の赤枠)の表示オン/オフモザイク設定(モザイクの位置を選択)等
- 4.自動で通信を切断する時間(1~5分)
- 5.録画のバックアップ時間を選択(5分単位)録画のダウンロード(パソコンのみ可能)
- 6.代理店(ラムロック)のアクセス許可、録画消去パスワード変更/バージョンアップ等
- 7.消費したデータ通信量の確認(1ヶ月単位)
- 8.通信量やラムロックからのお知らせ確認

徘徊・外出などの検知



結果

結

果

ドアに近づいたら検知

玄関のドアに向けてみまもりCUBEを設置します。

検知時は音声による声掛け、または画像付メールで外出時の服装や時間がわかるので徘徊時は早期発見の手掛かりになります。また来客があった場合の確認もできるので、防犯としても役立ちます。

どの「エリア(場所)」で「何秒間」滞在が続いたらお知らせ(通知)するかを設定できます

※ 検知設定は専門知識が問われるため、全て自社オペレーターが遠隔操作にて設定します。

離床などの検知



ドアに近づいたら検知

寝室のベッドに向けてみまもりCUBEを設置します。

検知時は音声による声掛け、または画像付メールで起床や就寝時間等の 生活リズムの管理ができます。また怪我や転倒事故があった際に映像を 確認する事で施策を立てることができます。

どの「エリア(場所)」で「何秒間」滞在が 続いたらお知らせ(通知)するかを設定できます

※ 検知設定は専門知識が問われるため、全て自社オペレーターが遠隔操作にて設定します。

起き上がり

インターネット工事不要!

煩わしい配線工事不要!

すぐに利用できる!

みまもり CUBE お申込みまでの流れ

無料デモ期間は

約1週間です

お試しのご連絡

デモ設置

デモ期間

お申込み



デモ設置日は 事業所の方と 調整してください



事業所のスタッフが設置



デモ設置した CUBE はそのまま ご利用できます



お試し(デモ設置希望)の 場合はケアマネージャーへ ご相談ください。


説明にお伺いします。

ご不明な点がございましたらお気軽にラムロックへ連絡ください。 ご契約に関するご連絡はケアマネージャーへお伝えください。 また契約時の GB 数は、デモ期間中に利用した GB 数を参考にできます。

・初期費用 / 回線使用料金を支払う

※ 取扱い事業者がご不明な場合は、ラムロックまでお問合せください。

【SIM カードの契約が別途必要な理由】



コンセントをさしている間(起動中)は常に録画を行い、いつでも接続できる状態です

録画の保存期間は約7日間、古い録画から自動上書き保存されます。

(1) 通常画面



(2) アプリ起動



(3)映像を見る(操作中)



(4) アプリ終了



通信発生

【通信の目安】※1人でご利用の場合

1GB=300分の接続が可能です。(目安:300分÷30日=約10分/日)

- ※複数人で見る場合は人数で割る(2人が同時で接続した場合は、2人分(2倍)の通信量を消費します)
- ※ご契約通信量の50%、80%、100%、120%超過時にメールでお知らせを行う機能があります。

通信端末の機能一覧


通信端末/CUBEの機能	メール通知	ライブ映像	録画確認	音声を聞く	呼びかけ	RamrockPlayer (各種設定画面)
携帯電話(ガラケー/フィーチャーフォン) ※E-メールを受信できる事が条件	O *2	×	×	×	×	×
Android端末(スマートフォン/タブレット)※1 ※Android6.0以降のものを推奨	O *2	0	0	0	0	0
Apple社製端末 (iPhone/iPad) ※1 ※iOS11以降のものを推奨	O *2	0	0	0	×	0
Windows端末 ※Windows7以降のものを推奨	O *2	0	0	O **3	O *3	0

- ※1 みまもりCUBEの専用ブラウザアプリ(Ramrock Player)を利用するには、「Google Chrome」アプリのインストールが必要です。 また、正常な動作を維持するために「Google Chrome」は常に最新のバージョンに更新することを推奨しています。 通信端末の種類、または「Google Chrome」のバージョン、または電波状況等の理由によりRamrock Playerの機能が正常に動作しない場合があります。
- ※2 各種、通信端末の設定(メールフィルタ/迷惑メール設定)で「ramrock.info」からEメールを受信できるように通信端末の設定を行ってください。 受信するメールの種類(キャリアメール/フリーメール)や環境により遅延等が発生する場合がありますのでご了承ください。 また画像付メールを利用する場合は、通信(パケット)が発生しますのでご注意ください。
- ※3 パソコンで利用する際は、パソコンにマイクとスピーカーが必要な場合があります。

みまもり CUBE 仕様

外形寸法	90 (W) ×100 (D) ×90 (H)mm	
質量	本体 310g 以下(付属品は除く)	
スピーカー	内蔵スピーカー(出力 2W)	
マイク	内蔵マイク ×1(集音距離 3m)	

有線 LAN	10/100BASE-T	
モバイル	ドコモLTE	
動作温度	0~40°C	
電源	AC100V 50/60Hz AC アダプタ	



生活サポートサービス・損害賠償保険が付帯

本契約時に「見守り対象者」を登録済みの場合は生活サポートサービス・損害賠償保険が付帯されます。

		個人賠償特約付き傷害保険	生活サポートサービス付き傷害保険	
補償対象		見守り対象者様	ご注文者様(見守る家族側)	
	補償対象期間	みまもりCUBE レンタル契約日の 翌日午前0時から解約日まで	みまもりCUBE レンタル契約日の 翌日午前0時から解約日まで	
	無料相談窓口 (生活サポートサービス)	なし	あり	
補償	損害賠償 (示談交渉サービス付き)	3億円(上限)	なし	
容容	死亡・後遺障害 (交通事故限定)	200万円(上限)	2万円(上限)	

※1「見守り対象者」はどなたでも(高齢者や幼児を問わず)登録することが出来ます。

本件サービスの詳細は、弊社(株式会社ラムロック)ホームページにて公開しております。

本件サービスの適用は「本契約締結後」になります。お問い合わせ中やキャンペーン中(お試し中)は適用されません。

本件サービス(生活サポートサービス・損害賠償保険)は 弊社(ラムロック)が契約する引受保険会社(三井住友海上保険株式会社)が対応致します。

MS&AD 三井住友海上

レンタル費用について

内訳		補足説明	
ラムロックアイズ 一みまもりCUBE — <a td="" レンタル料(介護保険適用)<=""><td>> 月額</td><td>福祉用具のレンタル料金です。費用は事業所により異なります。(全国平均 約1,000 単位 / 台)詳細はご契約の福祉用具貸与事業所へお尋ねください。</td>	> 月額	福祉用具のレンタル料金です。費用は事業所により異なります。(全国平均 約1,000 単位 / 台)詳細はご契約の福祉用具貸与事業所へお尋ねください。	
回線使用料(実費オプション)** <b< td=""><td>> 月額</td><td>契約するデータ通信量(1GB あたり 1,100 円※2)により異なります。 ※下記参照</td></b<>	> 月額	契約するデータ通信量(1GB あたり 1,100 円※2)により異なります。 ※下記参照	
初期費用 (実費オプション) <c< td=""><td>> 初月および 追加注文時</td><td>費用は契約台数や事業所により異なります。詳細はご契約の福祉用具貸与事業所へお尋ねください。</td></c<>	> 初月および 追加注文時	費用は契約台数や事業所により異なります。詳細はご契約の福祉用具貸与事業所へお尋ねください。	
超過使用料(実費オプション) <d< td=""><td>> 超過時</td><td>契約したデータ通信量を超過した場合のみ発生します。 ※下記参照</td></d<>	> 超過時	契約したデータ通信量を超過した場合のみ発生します。 ※下記参照	

※1 回線使用料(インターネット使用料)は休止ができません。また集金代行手数料をご負担いただく場合があります。 ※2 税込み価格で表示しております。

 契約時(初月)の費用
 レンタル料 < A > + 回線使用料 < B > + 初期費用 < C > ・・・・ 超過料金 < D > 発生します

 翌月以降の費用
 レンタル料 < A > + 回線使用料 < B > ・・・ 超過料金 < D > 発生します

お取扱い貸与事業所



ご不明な点などございましたら、下記までお問合せください。

お問い合わせ先

株式会社ラムロック 〒820-1111 福岡県飯塚市勢田1950-1

営業時間:月曜~土曜 9:30~18:00 mail:mimamori-cube@ramrock.co.jp

フリーダイヤル: 0120-927-760 携帯・PHSから: 094-966-8160